



Suturas Aragó

Kit Tendón Mano

Supramid / Nylon

Facilitamos la recuperación
funcional del paciente



Laboratorio Aragó

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

Kit Tendón Mano

Supramid / Nylon

Supramid Loop



Supramid Loop 4/0

Nylon 6/0 ATB-10

Nylon Piel TB-12

2 X Supramid Loop 4/0

Técnica Kessler (1er blister)

Técnica Tang (2º blister)

aguja 3/8 círculo cilíndrica

| REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO |
|-----|-------|----------------|-------|-----|---------|
| B12 | 16 mm | 30 cm | negro | 4/0 | 1,5 |

aguja 3/8 círculo triangular punta precisión

| REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO |
|-------|-------|----------------|-------|-----|---------|
| ATB10 | 13 mm | 22 cm | negro | 6/0 | 0,7 |

aguja 3/8 círculo triangular

| REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO |
|------|-------|----------------|-------|-----|---------|
| TB12 | 16 mm | 45 cm | negro | 4/0 | 1,5 |

Kit Tendón Mano
19801

Presentación en cajas de 2 unidades

Consultar variaciones disponibles en longitud de hebra y aguja con Laboratorio Aragón


Supramid

Kit Tendón Mano

Nylon

| | | |
|------------------------|--|--|
| Estructura | Multifilamento torcido recubierto de una vaina del mismo material, que le da aspecto y comportamiento de un monofilamento. | Monofilamento |
| Composición | Poliamida 6 y poliamida 6/6 | |
| Color | Negro | |
| Esterilización | Rayos Gamma | |
| Absorción | No absorbible | |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> •Excelente resistencia a la tracción. •Muy buena manejabilidad por su doble estructura polifilar y monofilar. •Paso suave a través de los tejidos. •Facilidad y seguridad en el anudado. •Mínimo efecto memoria. | <ul style="list-style-type: none"> •Excelente resistencia a la tracción. •Excelente manejabilidad por su bajo efecto memoria. •Seguridad en el anudado. •Fácil deslizamiento a través de los tejidos |
| Indicaciones | Kit específico para el profesional de la cirugía tendón-mano | |
| Presentación | Cajas de 2 unidades | |

Supramid Hebra Doblada USP 4/0 HTK Aragón
Polipropileno USP 4/0 Farmacopea



- LOT Nº lote
- REF Referencia catálogo
- Un solo uso
- No reesterilizar
- Caducidad yyyy-mm año-mes
- ESTERILIZADO Esterilizado por rayos gamma
- Preservar de la luz de sol
- No utilizar si el envase unitario esta abierto o deteriorado
- Ver instrucciones
- Fabricante

Supramid
Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

Nylon
Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.